

Diagnostische Möglichkeiten zur Erkennung von Blut im Stuhl (Darmkrebsvorsorge)

Verglichen werden	Immunologischer Stuhltest	Hämoccult-Test (Briefchentest)	Schnelltest Prevent ID [®] CC
Methode	ILMA (Immunoluminometrischer Assay)	Peroxidase	Sandwich- Immunoassay
Material	2 Proben aus einem Stuhlgang	je 2 Proben an 3 Folgetagen	1 Probe
Nachweis von	Hämoglobin und Hb-Haptoglobin-Komplex	Hämoglobin	Hämoglobin
Sensitivität	96 %	30 %	76 %
Spezifität	> 99 %	90 %	92 %
Nachweisgrenze ca.	1 µg/g Stuhl	100 µg/g Stuhl	10 µg/g Stuhl
Diät erforderlich ?	nein	3 Tage vor und während des Tests	nein